


# HyFlex™ CM Aufbereitungstechniken

## Single-Length Technik (Empfehlung C/W)

500 rpm, bis zu 2,5 N-cm



## Crown-Down Technik

500 rpm, bis zu 2,5 N-cm

KLEINE KANÄLE		MITTLERE KANÄLE		GROSSE KANÄLE	
Taper	Größe	Taper	Größe	Taper	Größe
08	25	08	25	08	25
04	35	04	60	06	40
04	30	04	50	06	35
04	25	04	45	06	30
04	20	04	40	06	25
04	15	04	35	06	20

## Step-Back Technik

500 rpm, bis zu 2,5 N-cm

04/15	↓
04/20	
04/30	
04/35	
04/40	
04/45	
etc.	

# HyFlex™ CM Die regenerative NiTi Feile

## Optische Funktionskontrolle:



**COLTENE**

HyFlex GPF NiTi-Feilen Sequenz				
Inhalt	25 mm			
2 Stk. 15/01; 2 Stk. 15/02; 2 Stk. 20/02				
6001 8753				
HyFlex CM NiTi Feilen Refills, 6 Feilen / Packung				
Größe / Taper	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
25/08	6001 1048			
15/04		6001 1049	6001 1065	6001 8284
20/04		6001 1050	6001 1066	6001 8285
25/04		6001 1052	6001 1067	6001 8286
30/04		6001 1053	6001 1068	6001 8287
35/04		6001 1054	6001 1069	
40/04		6001 1055	6001 1070	6001 8288
45/04		6001 1056	6001 1071	
50/04		6001 1057	6001 1072	6001 8289
60/04		6001 1058	6001 1073	6001 8290
20/06		6001 1059	6001 1074	6001 8291
25/06		6001 1060	6001 1075	
20/06, X-tra Spiralen		6001 8699	6001 8700	6001 8701
25/06, X-tra Spiralen		6001 8702	6001 8703	6001 8704
30/06		6001 1061	6001 1076	6001 8292
35/06		6001 1062	6001 1077	
40/06		6001 1063	6001 1078	6001 8293
HyFlex CM NiTi Feilen Sequenz Single length				
Inhalt / Größen	21 mm	25 mm	31 mm	
20/04; 25/04; 30/04; 40/04; 20/06; 25/08 19 mm	6001 1064	6001 1079	6001 8294	
HyFlex CM NiTi Feilen Sequenz Crown down				
Inhalt / Größen	21 mm	25 mm	31 mm	
S (25/08 19 mm; 35/04; 30/04; 25/04; 20/04; 15/04)	6001 8689	6001 8692	6001 8695	
M (25/08 19 mm; 60/04; 50/04; 45/04; 40/04; 35/04)	6001 8690	6001 8693	6001 8696	
L (25/08 19 mm; 40/06; 35/06; 30/06; 25/06; 20/06)	6001 8691	6001 8694	6001 8697	
HyFlex CM Introkits				
Beschreibung / Inhalt				
HyFlex CM Introkitt Premium (2 x Organizer, 2 x 21 mm, 2 x 25mm Sequenz, ROEKO GP Greater Taper)				6001 9533
HyFlex CM Introkitt Compact (Organizer, 25mm Sequenz, ROEKO GP Greater Taper)				6001 8786
HyFlex Zubehör				
Beschreibung		Inhalt		
Endo Procedure Block		1 Stk.	6001 1083	
Endo Organizer		1 Stk.	6001 8783	
Endo Practice Block Packung		3 Acryl-Blöcke	6001 1085	